


MRIバージョンアップのご紹介

Signa HDxt Newgrade



最新のアプリケーションの
搭載



デジタル伝送システムによる
信号取得の向上



最新のホストコンピュータと
画像再構成エンジン



最先端の
コイルテクノロジー搭載



最新の検査方法が撮影可能になりました



撮影時間が短縮し、息止め撮影が楽になりました



画質が向上し、診断能力があがりました



同じ検査時間で
さまざまなシーケンスの撮影が可能となりました

仙台星陵クリニックでは、昨年MRI 3 台のバージョンアップを行いました。
先生方の日々の診療に貢献できる撮影方法やアプリの話題を、今後の画像ニュースにて
数回に分けてご紹介させていただく予定としておりますのでご期待下さい。
また、今後とも先生方、患者様に寄り添った施設でありたいと考えますので、ご要望等あ
りましたらお知らせいただければ幸いです。